




Bedienungsanleitung für die «Homeo-Card» – Schritt für Schritt vorgehen wie in der Bilderfolge beschrieben.




1. Halten sie die Homeo-Card senkrecht, so dass die Öffnung des gewünschten Mittels nach unten zeigt.




2. Drehen sie den grünen Dosierkopf mit dem beiliegenden Dreher in die Position (siehe Abbildung), dass die offene Stelle des Schlitzes nach oben zeigt.




3. Bewegen sie den Dosierkopf vorsichtig ein wenig nach links und rechts, damit die Globuli gut in die Dosierkammer fallen.




4. Drehen sie den Dosierkopf eine halbe Umdrehung (180°), bis die Schlitzöffnung nach unten zeigt.



5. Die 3 Globuli fallen nach unten heraus.




6. Sollte sich der Drehkopf blockieren, weil ein Globuli eingeklemmt wird, so drehen sie in die andere Richtung.




7. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Dosierkopf mit Globuli verstopft ist. Mit einer Stecknadel vorsichtig die Globuli aus dem Dosierkopf herausnehmen und den Dosiervorgang wiederholen.


Anleitung für das selber Nachfüllen der «Homeo-Card» mit Globuli – So funktioniert es am besten!




1. Halten sie die Homeo-Card mit der Öffnung nach oben. Drehen sie den Dosierkopf nach oben.




2. Nehmen sie eine Büroklammer und biegen ein Ende auf.




3. Stecken sie dieses Ende der Büroklammer in die Dosieröffnung.




4. Drücken sie damit den Dosierkopf ca. 2 mm nach oben.



5. Stecken sie dann das Ende der Büroklammer unter den Dosierkopf und heben sie diesen vorsichtig nur soweit heraus, wie in der Abbildung gezeigt.



6. Der Dosierkopf steht jetzt in der oberen Position. Homeo-Card aufstellen, damit die Einfüllbohrung sichtbar oben ist. – Neue Globuli einfüllen.



7. Aber nur bis zur Öffnung des Dosierkopfs, d.h. ca. 5 mm unterhalb des Randes, so dass der Dosierkopf problemlos wieder eingedrückt werden kann.